

СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА ЭНДОДЕЗ-"КРОНТ" К КАНАЛАМ ЭНДОСКОПА OLYMPUS

АДАПТЕР 0006
для подключения
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО КАНАЛА

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ
КЛАПАН


КОННЕКТОР
МАГИСТРАЛЕЙ

АДАПТЕРЫ 0001
для подключения
К КАНАЛУ ВОДА/ВОЗДУХ
И АСПИРАЦИОННОГО КАНАЛА

ФИЛЬТР ЗАБОРНЫЙ

Компания КРОНТ
Тел. / факс: (495) 500 48 84

Интернет: WWW.KRONT.COM
КРОНТ.РФ






ЭНДОДЕЗ® - "КРОНТ"

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЭНДОСКОПОВ

Предназначено для обработки каналов гибких эндоскопов, полых хирургических инструментов, катетеров, многоразовых трубок и др., а также ополаскивания водой и удаления влаги продувкой воздухом и промыванием спиртом на этапах окончательной (окончательной, совмещенной с дезинфекцией), предстерилизационной очистки, дезинфекции высокого уровня.



ОБРАБОТКА КАНАЛОВ ЭНДОСКОПА OLYMPUS



Компания КРОНТ
Тел. / факс: (495) 500 48 84

Интернет: WWW.KRONT.COM
КРОНТ.РФ